

DEZINFEKČNÍ PROGRAM

OBLAST POUŽITÍ		PŘÍPRAVEK	KONCENTRACE	EXPOZIČNÍ DOBA	ÚČINNOST	ZPŮSOB POUŽITÍ	
RUCE	Hygienická dezinfekce	Sterillium®	konc.	30 s	AB ₁ -TMV	vtírat do suchých rukou tak, aby byla pokožka smočena celou dobu působení se zvláštní důrazem na konečky prstů a palce	
		Sterillium® classic pure	konc.	30 s	AB ₁ -TMV		
		Sterillium® med	konc.	30 s	AB ₁ -TMV		
		Sterillium® Virugard	konc.	1 min	AB-TMV		
		Manusept® basic	konc.	30 s	AB ₁ -TMV		
	Mýtí rukou	Baktolin® basic					na začátku pracovní směny; při viditelně znečištěných rukách; po použití toalety; před jídlem
		Baktolin® basic pure					
	Péče o ruce	Baktolan® lotion					po umytí vodou a mýdlem; při pocitu vysušené pokožky (normální pokožka)
		Baktolan® lotion pure					po umytí vodou a mýdlem; při pocitu vysušené pokožky (velmi citlivá pokožka)
		Baktolan® balm					po umytí vodou a mýdlem; při pocitu vysušené pokožky (suchá pokožka)
Baktolan® balm pure						po umytí vodou a mýdlem; při pocitu vysušené pokožky (velmi citlivá pokožka)	
Baktolan® cream						k regeneraci a rehydrataci pokožky po skončení směny	
Baktolan® protect					při příchodu na směnu, před dlouhodobým použitím rukavic		
KŮŽE A TĚLO	Dezinfekce kůže	Cutasept® F	konc.	15 s	AB ₁ -TMV	před vpichy, zaváděním kanýl apod. na místech s malým počtem tukových žláz	
		Cutasept® G	konc.	1 min		před operačními zákroky na místech s malým množstvím tukových žláz	
		Cutasept® G	konc.	10 min		vždy na místech s velkým množstvím tukových žláz	
	Dekontaminace těla a vlasů	Stellisept® med	konc.	30 s	A-----	1x denně nanést na tělo a vlasy pacienta, nechat působit, poté opláchnout	
		Stellisept® med foam	konc.	60 s	A-----	1x denně nanést na tělo a vlasy pacienta, nemusí se oplachovat	
		Stellisept® med tissues	konc.	60 s	A-----	1x denně otřít tělo a vlasy pacienta navlhčenými ubrousky, nemusí se oplachovat	
NÁSTROJE	Dekontaminace	Korsolex® plus	3%	15 min	AB ₁ -TMV	ponořit do pracovního roztoku tak, aby byly smočeny všechny části; po vyjmutí opláchnout tekoucí vodou a osušit	
			2%	30 min			
			1%	60 min			
		Korsolex® med AF	1,5%	15 min	AB ₁ -TMV		
			0,75%	30 min			
	Druhý stupeň dezinfekce	Korsolex® basic	4%	30 min	AB-TMV	první stupeň - mechanicky očistit; oplach pitnou vodou a osušení	
			2%	60 min			
			3%	15 min			
		Korsolex® plus	2%	30 min	AB ₁ -TMV		
			1%	60 min			
			1,5%	15 min			
	Korsolex® med AF	0,75%	30 min	AB ₁ -TMV			
Vyšší stupeň dezinfekce	Korsolex® PAA	konc.	15 min	ABCTMV	vyšší stupeň - ponořit tak, aby všechna dezinfikovaná místa byla smočena, po uplynutí expoziční doby vyjmout, opláchnout sterilní vodou a osušit		
	Korsolex® basic	5%	4 h	ABCTMV			
Čištění nástrojů	Bodedex® forte	0,5% - 1%	5 - 10 min		čistit ponořené pod hladinou roztoku, opláchnout pitnou vodou		
Dezinfekce odsávacích přístrojů	Mikrobac® dent	2%	30 min	AB ₁ -TMV	1x denně - po skončení pracovní směny		
Strojový reprocessing endoskopů	Korsolex® Endo-Cleaner	0,5%	5 min		při teplotě 45 - 55 °C		
	Korsolex® Endo-Disinfectant	1%	5 min	ABCTMV	při teplotě 50 - 55 °C		
PLOCHY A POVRCHY	Rychlá dezinfekce postřikem	Bacilloi® AF	konc.	30 s	AB ₁ -TMV	nastříkat na suchou plochu, event. rozetřít	
	Rychlá dezinfekce otřením	Bacilloi® Tissues	utěrka	30 s	AB ₁ -TMV	otřít plochu nebo předmět utěrkou tak, aby byly vlhké po celou expoziční dobu	
		Mikrobac® Tissues	utěrka	30 s	AB ₁ -V		
	Čištění a dezinfekce	Mikrobac® forte	0,5%	1 h	AB ₁ -V	vytřít nebo otřít, nechat zaschnout	
			1%	30 min	AB ₁ -V		
			2,5%	1 h	AB ₁ -TMV		
			0,5%	1 h	AB ₁ -V		
			1%	15 min	AB ₁ -V		
		Kohrsolin® FF	1,5%	1 h	AB ₁ -TMV		
			4%	1 h	AB-TMV		
			2%	6 h	ABCTMV		
			0,25%	1 h	AB ₁ -V		
			0,5%	15 min	AB ₁ -V		
		Bacillocid® rasant	2%	1 h	AB-TMV		
			1,5%	15 min	AB ₁ -TMV		
			0,75%	1 h	AB ₁ -TMV		
			1%	1 h	AB-TMV		
			1%	4 h	ABCTMV		
	Sokrena®	2,5%	1 h	AB ₁ -V			
		3% - 5%	4 h	AB ₁ -V			
		2,5%	2 min	dezinfekce koupacích van			
	Baccalin®	5%	1 min	dezinfekce koupacích van			
Čištění	Dismofix® N	0,5%			čištění ploch při změně dezinfekčních přípravků		
	Dismofix® K	0,25% - 3%	2 - 10 min		čištění ploch v oblasti zpracování potravin, zejména od tuků a olejů		
	Dismofix® B	0,25% - 100%			čištění toalet, koupelen, sanitárních místností		
	Dismofix® G	0,5%			čištění citlivých materiálů jako jsou sklo, zrcadla, nerezová ocel a keramika		

Vysvětlivky:

A	baktericidní (vč. MRSA) podle ČSN EN 13727, ČSN EN 14561, ČSN EN 1499, ČSN EN 1500, ČSN EN 1279 (<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Enterococcus hirae</i> , ev. <i>Escherichie coli</i>)
B	fungicidní na kvasinky podle ČSN EN 13624, ČSN EN 14562 (<i>Candida albicans</i>)
B₁	virucidní podle ČSN EN 14476 (<i>Adenovirus</i> , <i>Poliovirus</i>)
B₂	virucidní na obalené viry vč. HBV, HIV, HCV podle ČSN EN 14476 (<i>Vacciniavirus</i> , <i>BVDV</i>)
C	sporicidní podle ČSN EN 14347 nebo na spóry <i>Clostridium difficile</i> ribotyp 027 (Kohrsolin® FF)
T	tuberkulocidní podle ČSN EN 14348, ČSN EN 14563 (<i>Mycobacterium terrae</i>)
M	mykobaktericidní podle ČSN EN 14348, ČSN EN 14563 (<i>Mycobacterium terrae</i> , <i>Mycobacterium avium</i>)
V	fungicidní podle ČSN EN 13624, ČSN EN 14562 (<i>Candida albicans</i> , <i>Aspergillus niger</i>)

